

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования «BERIMED»»

Жгут изготовлен по ТУ 32.50.50-004-23228533-2017. Жгут многоразового использования, предназначенный для накладывания на конечность с целью пережатия артерии и регулирования кровотока.

Жгут представляет собой ленту с двумя неподвижными элементами (на одном конце с наконечником, а на другом конце с защелкой) и одним подвижным элементом (корпус с кнопкой). Корпус с механизмом затормаживания-растормаживания управляется кнопкой выполняющей функции:

- при нажатии на край кнопки, обращенный к наконечнику, включается механизм стопарения и тем самым фиксируется корпус на ленте эластичной;
- при нажатии на край кнопки, обращенный к защелке, освобождается защелка, тем самым дает возможность жгуту расстегнуться.

Показания к применению: для накладывания на конечность с целью пережатия артерии и регулирования кровотока.

Противопоказания и возможные побочные эффекты отсутствуют.

Потенциальные потребители: медицинский персонал.

Условия применения: медицинские учреждения.

Жгут предназначен для многократного применения.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок – 2 года.