

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Контейнер одноразовый медицинский полимерный нестерильный 60 мл с завинчиваемой крышкой и несъемной ложкой»

«Контейнер одноразовый медицинский полимерный нестерильный 60 мл с завинчиваемой крышкой»

«Контейнер одноразовый медицинский полимерный нестерильный 100 мл с завинчиваемой крышкой»

«Контейнер одноразовый медицинский полимерный нестерильный 100 мл с встроенным держателем под вакуумную пробирку с завинчиваемой крышкой»

Контейнеры изготовлены по ТУ 22.22.14-002-23228533-2017.

Контейнеры предназначены для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов (мочи, кала) для анализа и/или другого исследования.

Емкость представляет собой нестерильный сосуд (контейнер), не содержащий добавок, предназначенный для размещения образца, закрытый крышкой.

Показания к применению: емкости объемом 60 мл со встроенной в крышку несъемной ложкой предназначены для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки диагностических образцов кала для анализа кала на яйца глист и/или копрограмму, все остальные емкости предназначены для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки диагностических образцов мочи для общего анализа мочи.

Противопоказания к применению: отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

Потенциальные потребители: медицинский персонал и лица, не имеющие медицинского образования.

Условия применения емкости: домашние условия (в целях сбора, сохранения и/или транспортировки) и медицинские учреждения (в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов для анализа и/или другого исследования).

Емкости предназначены для однократного применения с последующей утилизацией в установленном порядке.

Емкости имеют номинальную вместимость жидкости 60 или 100 мл.

Емкости объемом 60 мл могут быть со встроенной в крышку несъемной ложкой или без неё.

Емкости объемом 100 мл могут быть со встроенным в крышку держателем под вакуумную пробирку или без него, при этом крышка со встроенным держателем.

Контейнеры уложены в потребительскую упаковку из комбинированного материала (прозрачная синтетическая пленка (полиэстер/полипропилен) + специальная крепированная бумага.

На корпусах контейнеров с размерной шкалой должна быть нанесена делениями:

1) для контейнеров объёмом 60 мл – градуировка 10, 20, 30, 40 со шкалой от 5 до 60 мл и шагом 5 мл;

2) для контейнеров объёмом 100 мл – градуировка 20, 40, 60, 80, 100 со шкалой от 10 до 100 мл и шагом 10 мл;

На матовом маркировочном окне корпуса контейнера должны быть нанесены:

- надпись «ФИО»;

- надпись «№»;

- надпись «Дата».

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

BERIMED