

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**«Контейнер одноразовый медицинский полимерный стерильный 100мл с завинчиваемой крышкой»**

**«Контейнер одноразовый медицинский полимерный стерильный 60 мл с завинчиваемой крышкой»**

**«Контейнер одноразовый медицинский полимерный стерильный 60 мл с завинчиваемой крышкой и несъемной ложкой»**

**«Контейнер одноразовый медицинский полимерный стерильный 100мл с завинчиваемой крышкой с встроенным держателем под вакуумную пробирку с завинчиваемой крышкой»**

Контейнеры изготовлены по ТУ 22.22.14-001-23228533-2017.

Контейнеры, предназначенные для использования при сборе, сохранении и/или транспортировании любого вида образцов (мочи, кала, мокроты, слизи, ткани) для анализа и/или другого исследования. Контейнеры предназначены для индивидуального применения и использования в лечебно-профилактических учреждениях. Контейнеры предназначены для однократного применения с последующей утилизацией в установленном порядке.

Контейнеры различаются рабочим объемом, в мл: 60 и 100 мл.

Контейнеры различаются между собой наличием (60 мл) или отсутствием ложки.

Контейнеры уложены в потребительскую упаковку из комбинированного материала (прозрачная синтетическая пленка (полиэстер/полипропилен) + специальная крепированная бумага.

На корпусах контейнеров с размерной шкалой должна быть нанесена делениями:

- 1) для контейнеров объемом 60 мл – градуировка 10, 20, 30, 40 со шкалой от 5 до 60 мл и шагом 5 мл;
- 2) для контейнеров объемом 100 мл – градуировка 20, 40, 60, 80, 100 со шкалой от 10 до 100 мл и шагом 10 мл;

На матовом маркировочном окне корпуса контейнера должны быть нанесены:

- надпись «ФИО»;
- надпись «№»;
- надпись «Дата».

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты стерилизации.